



Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

Sprühkopf | Spray IN Neu Sprühdesinfektion

gebrauchsfertig

Art.Nr. [A08-99003FI](#)

EUR 2,70 - EUR 3,00

zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)

Mengenrabatt

Anzahl Einzelpreis Ersparnis

1-9 EUR 3,00

>= 10 EUR 2,70 -10 %

Gewicht 0,30 KG

Spray IN Neu Sprühdesinfektion - Lieferung erfolgt ohne Sprühkopf! Art.-Nr. A08-99003FI bitte extra bestellen! Spray IN Neu ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für Medizinprodukte wie OP-Tische und anderes medizinisches Inventar (außer Acrylglas) - mit einer breiten mikrobiologischen Wirksamkeit in praxistypischen Einwirkzeiten. Produkteigenschaften: gebrauchsfertig • sehr gute Materialverträglichkeit - Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas! • Aldehydfrei • schnell und umfassend wirksam in bereits 60 sec. • rückstandsfrei • angenehmer Geruch • VAH-gelistet • IHO-gelistet • schnelles rückstandsfreies Trocknen Spray IN Neu wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-Terraе), fungizid, begrenzt viruzid BVDV(HCV) / Vaccinia inkl. HBV/HIV Wirksam gegen alle behüllten Viren gemäß RKI - Empfehlung (BVDV,- HCV/Vaccinia,- HBV/HIV-wirksam) • erfüllt die prEN 13697 Norm und ist wirksam gegen unbehüllte Viren: Rota, Adeno, SV40, Noroviren sowie SV40 • MRSA-wirksam Anwendung und Dosierung: zu desinfizierende Gegenstände oder Flächen aus ca. 30 cm Entfernung mit Spray IN Neu vollständig benetzen, einwirken lassen und ggf. mit Einmaltuch nachwischen. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab

- Material: 100 g Lösung enthalten: 0,05 g Didecyltrimethylammoniumchlorid 43,0 g Ethanol
- Normen: prEN 13697

Inhalt	Option
1 l Sprühflasche	A08-999022FI
Sprühkopf	A08-99003FI

Samstag, 27 April 2024, 14:39 Uhr